


# Intersurgical Larynxmasken

Solus und Supra zum Einmalgebrauch

Ein umfassendes Sortiment für Anästhesie und Notfallmedizin




## Solus™ Larynxmaske

Die Solus Larynxmaske ist als Einwegprodukt konzipiert. Das bietet dem Anwender die Sicherheit, bei jedem Einsatz ein neues Produkt mit einwandfreier Funktion zu verwenden.

Der Einsatz der Solus Larynxmaske als Einwegprodukt eignet sich in idealer Weise

zur konsequenten Umsetzung hygienischer Standards und ist zudem besonders kosteneffizient. Dies ist nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Fallpauschalen (DRG's) von Vorteil.



## Vorteile auf einen Blick:

### Sicherheit

Die Solus Larynxmaske wird steril geliefert ist und somit nach nur zwei Funktionsüberprüfungen einsatzbereit.

Die Solus Larynxmaske wird in einer speziell angepassten Verpackung geliefert, um für jeden Einsatz eine gleichbleibende Form zu gewährleisten.



### Infektionsschutz

Wirksamer und kosteneffektiver Weg zur Verminderung des Risikos von Kreuzkontamination und Prionenrückständen.

### Kostentransparenz

Im Hinblick auf die DRG´s einfache und exakte Zurechenbarkeit.

### Design

Die sorgsame Materialauswahl bietet dem Anwender ein Produkt das gleichermaßen die notwendige Flexibilität, aber auch Stabilität aufweist, um eine problemlose Einführung des Produktes sicherzustellen. Die Solus Larynxmaske Standard ist jetzt in 7 Größen lieferbar.

### Kosteneffizienz

Keine hohen Anschaffungskosten, keine aufwändigen Aufbereitungsprozesse. Verminderung des Kreuzinfektionsrisikos und den damit möglicherweise verbundenen längeren Liegezeiten.

## Bestellinformation Solus Standard

8005000	Standard Larynxmaske Patientengewicht: >70kg	Größe 5 Maximales Inflationsvolumen: <40ml	20 
8004000	Standard Larynxmaske Patientengewicht: 50-70kg	Größe 4 Maximales Inflationsvolumen: <30ml	20 
8003000	Standard Larynxmaske Patientengewicht: 30-50kg	Größe 3 Maximales Inflationsvolumen: <20ml	20 
8025000	Standard Larynxmaske Patientengewicht: 20-30kg	Größe 2½ Maximales Inflationsvolumen: <14ml	20 
8002000	Standard Larynxmaske Patientengewicht: 10-20kg	Größe 2 Maximales Inflationsvolumen: <10ml	20 
8015000	Standard Larynxmaske Patientengewicht: 5-10kg	Größe 1½ Maximales Inflationsvolumen: <7ml	20 
8001000	Standard Larynxmaske Patientengewicht: <5kg	Größe 1 Maximales Inflationsvolumen: <4ml	20 

## Solus MRT-kompatibel



Die MRT-kompatible Solus Larynxmaske ist mit einem speziell getesteten metallfreien Ventil ausgestattet und beeinträchtigt daher nicht das Magnet des MRT-Geräts.

Die Verpackung ist deutlich als MRT-kompatibel gekennzeichnet. Zur einwandfreien Identifikation ist zusätzlich der Pilotballon gelb markiert.  
Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre



8005002	MRT-kompatible Solus Larynxmaske Patientengewicht: >70kg	Größe 5 Maximales Inflationsvolumen: <40ml	20
8004002	MRT-kompatible Solus Larynxmaske Patientengewicht: 50-70kg	Größe 4 Maximales Inflationsvolumen: <30ml	20
8003002	MRT-kompatible Solus Larynxmaske Patientengewicht: 30-50kg	Größe 3 Maximales Inflationsvolumen: <20ml	20
8025002	MRT-kompatible Solus Larynxmaske Patientengewicht: 20-30kg	Größe 2½ Maximales Inflationsvolumen: <14ml	20
8002002	MRT-kompatible Solus Larynxmaske Patientengewicht: 10-20kg	Größe 2 Maximales Inflationsvolumen: <10ml	20
8015002	MRT-kompatible Solus Larynxmaske Patientengewicht: 5-10kg	Größe 1½ Maximales Inflationsvolumen: <7ml	20
8001002	MRT-kompatible Solus Larynxmaske Patientengewicht: <5kg	Größe 1 Maximales Inflationsvolumen: <4ml	20

## Solus Flexibel

Diese Solus Larynxmaske ist drahtverstärkt, flexibel und knicksicher. Sie eignet sich besonders für Eingriffe in den Bereichen HNO, ZMK und Augen.

Verlagerungen des Schlauchs sind auch während des Eingriffs ohne Leckagen zu realisieren. Darüber hinaus wird dem Operateur ausreichend Raum und Sicht auf das Operationsfeld ermöglicht.



8005001	Solus Larynxmaske Flexibel Patientengewicht: >70kg	Größe 5 Maximales Inflationsvolumen: <40ml	20	
8004001	Solus Larynxmaske Flexibel Patientengewicht: 50-70kg	Größe 4 Maximales Inflationsvolumen: <30ml	20	
8003001	Solus Larynxmaske Flexible Patientengewicht: 30-50kg	Größe 3 Maximales Inflationsvolumen: <20ml	20	
8025001	Solus Larynxmaske Flexibel Patientengewicht: 20-30kg	Größe 2½ Maximales Inflationsvolumen: <14ml	20	
8002001	Solus Larynxmaske Flexibel Patientengewicht: 10-20kg	Größe 2 Maximales Inflationsvolumen: <10ml	20	

## Solus Satin

Die Solus Satin wurde für Anwender konzipiert, die eine Soft-Version der Standard Solus-Larynxmaske bevorzugen.



8005003	Solus Satin Larynxmaske Patientengewicht: >70kg	Größe 5 Maximales Inflationsvolumen: <40ml	20	
8004003	Solus Satin Larynxmaske Patientengewicht: 50-70kg	Größe 4 Maximales Inflationsvolumen: <30ml	20	
8003003	Solus Satin Larynxmaske Patientengewicht: 30-50kg	Größe 3 Maximales Inflationsvolumen: <20ml	20	

## Supra® Larynxmaske aus Silikon

Die Supra Larynxmaske vereint die charakteristischen Eigenschaften eines Silikonprodukts mit den hygienischen Vorteilen der Einmal-Anwendung.



8105000	Larynxmaske Supra Silikon Patientengewicht: >70kg	Größe 5 Maximales Inflationsvolumen: <40ml	20	
8104000	Larynxmaske Supra Silikon Patientengewicht: 50-70kg	Größe 4 Maximales Inflationsvolumen: <30ml	20	
8103000	Larynxmaske Supra Silikon Patientengewicht: 30-50kg	Größe 3 Maximales Inflationsvolumen: <20ml	20	
8125000	Larynxmaske Supra Silikon Patientengewicht: 20-30kg	Größe 2½ Maximales Inflationsvolumen: <14ml	20	
8102000	Larynxmaske Supra Silikon Patientengewicht: 10-20kg	Größe 2 Maximales Inflationsvolumen: <10ml	20	
8115000	Larynxmaske Supra Silikon Patientengewicht: 5-10kg	Größe 1½ Maximales Inflationsvolumen: <7ml	20	
8101000	Larynxmaske Supra Silikon Patientengewicht: <5kg	Größe 1 Maximales Inflationsvolumen: <4ml	20	



Auf unserem YouTube-Kanal  
finden Sie weitere Informationen  
zur Anwendung der Intersurgical-  
Larynxmasken:  
[www.youtube.com/intersurgical.com](http://www.youtube.com/intersurgical.com)

